

FlexLock : Verrou pour réfrigérateur avec surveillance de température

Répond aux exigences pour le stockage des produits nécessitant une réfrigération

Le FlexLock est un système de verrouillage de réfrigérateur et de surveillance de la température, pouvant être connecté aux armoires Omnicell XT. Il garantit le stockage approprié des médicaments nécessitant une réfrigération et assure la surveillance constante de la température du réfrigérateur. De plus, il peut être équipé d'un affichage automatique de la température, permettant au personnel soignant d'être immédiatement averti en cas de température trop élevée ou trop basse.

- Connexion au logiciel intégré de l'armoire XT
- Affichage de l'état sur l'écran de l'armoire XT, par exemple : ouvert / verrouillé
- Jusqu'à 12 FlexLock peuvent être connectés à une seule armoire XT
- Calibration précise avec une tolérance de $\pm 0,5$ °C.



Stockage sécurisé des médicaments et produits sanguins nécessitant une réfrigération



Gestion constante de la température

